

Z radością informujemy, że w naszej przychodni pojawił się nowy aparat USG!



🎉 **Z radością informujemy, że w naszej przychodni pojawił się nowy aparat USG!** 🎉

🟡 Co to oznacza dla pacjentów?

Wybrany przez nas sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji przetargowej, a więc posiada zaawansowane funkcje diagnostyczne, które umożliwiają sprawną ocenę stanu zdrowia pacjenta!

Oto funkcje, jakie oferuje nowe USG:

- ✅ Kolorowy Doppler – to badanie umożliwia precyzyjne obrazowanie przepływu krwi, co pozwala na wykrycie m.in. zakrzepów czy tętniaków.
- ✅ Elastografia uciskowa – tutaj ocenia się elastyczność tkanek, guzki w tarczycy czy piersiach.
- ✅ Elastografia fali poprzecznej – ocena zmian ogniskowych, ocena guzków sutka, elastografia wątroby.
- ✅ Zaawansowana jakość obrazowania – większy ekran i rozdzielczość zapewniają wyjątkową szczegółowość i klarowność obrazu.
- ✅ Opcja mikroprzepływów naczyniowych – pozwala na lepszą ocenę zmian podskórnych, węzłów chłonnych, guzów piersi.
- ✅ Nowoczesne sondy – pozwalają na badania różnych obszarów ciała.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej przychodni.

Na wizyty można umawiać się, dzwoniąc pod numer telefonu:

14 612 87 92

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z badań USG wykonanych w naszym ośrodku!





[2D]

Gen

Gn 69 SAMSUNG

DR 96 V7

FA 0

P 100%

[SWI]

Gen

ROI D

5.2cm

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

SAMSUNG

V7

40 kPa

30

20

10

0

Site A

ROI 6

Mean 5.07kPa

SD 0.58kPa

Min 4.07kPa

Max 6.31kPa

Diameter 1.00cm

RMI 0.78

Thyroid / LA2-14A / 3.5cm / 56Hz  

TIs 0.2 / Tlb 0.2 / MI 1.3


1₂ D 2.11 cm2_{Re} D 1.47 cm

Gn 63 SAMSUNG

DR 106 V7

FA 5

P 90%




3 D 1.62 cm

4 D 1.43 cm

SAMSUNG

V7



SAMSUNG

30-01-2025

13:14:40

Arterial / LA2-14A / 3.5cm  

Tls 0.2 / Tib 0.6 / MI 0.56

[2D]

Res1

Gn 58

DR 110

FA 6

P 92%

[C]

Gen

Gn 65

PRF 5.73kHz

P 90%

[PW]

Pen

Gn 58

PRF 4.62kHz

WF 74Hz


P 90%

SV 1.5mm

A 60°


SVD 1.6cm

SAMSUNG
V7



40.0

40.0
cm/s



[2D]

Gen

Gn 56 SAMSUNG

DR 96 V7

FA 0

P 100%

[SWI]

Gen

ROI D

5.2cm

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

SAMSUNG

V7

40 kPa

30

20

10

0

Site A

ROI 9

Mean 5.29kPa

SD 0.65kPa

Min 4.27kPa

Max 6.70kPa

Diameter 1.00cm

RMI 0.83

Liver

SAMSUNG

30-01-2025

13:50:27

Thyroid / LA2-14A / 3.0cm / 22Hz

TIs 0.0 / Tib 0.0 / MI 0.76

[2D]

Res1

Gn 60 SAMSUNG V7

DR 98

FA 7

P 90%

[E]

Pen

Gn 50

Soft

Hard

PP

SAMSUNG

30-01-2025

11:58:55

Thyroid / LA2-14A / 2.5cm / 22Hz

TIs 0.0 / Tib 0.0 / MI 0.76

[2D]

Res1

Gn 60 SAMSUNG V7

DR 98

FA 7

P 90%

[E]

Pen

Gn 50

Soft

Hard

PP

SAMSUNG

30-01-2025

13:46:13


Thyroid / LA2-14A / 3.5cm / 42Hz

Tls 0.4 / Tib 0.4 / MI 1.4

[2D] SAMSUNG

Res1
Gn 60
DR 118
FA 6
P 90%

[MF]
Res2
Gn 50
PRF 0.21kHz
P 90%



PL

Thyroid / LA2-14A / 3.5cm / 56Hz  

TIs 0.2 / Tlb 0.2 / MI 1.3


1₂ D 2.11 cm2_{Re} D 1.47 cm

Gn 63 SAMSUNG

DR 106 V7

FA 5

P 90%




3 D 1.62 cm

4 D 1.43 cm

SAMSUNG

V7



SAMSUNG

30-01-2025

14:08:01

Abdomen / CA1-7SD / 9.0cm / 24Hz S HAR

Tls 0.3 / Tib 0.3 / MI 1.4

[2D]

Gen

Gn 56

DR 96

FA 1

P 92%

[C]

Gen

Gn 50

PRF 1.21kHz

P 90%

SAMSUNG
V7

18.0

-18.0
cm/s

0

18.0

Źródło: <http://przychodnia-wisnicz.pl/aktualnosc/130,z-radoscia-informujemy-ze-w-naszej-przychodni-pojawil-sie-nowy-aparat-usg>